

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольяти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://kartell.nt-rt.ru> || kea@nt-rt.ru

Штативы для пробирок



Белый штатив Kartell для пробирок Ø 30 мм на 24 места, ПП

Описание

Штатив Kartell из белого полипропилена (PP) создан для пробирок диаметром 30 миллиметров.

Подходит для использования в морозильных камерах, так как не деформируется от низких температур, и для водяных бань, поскольку высокая плотность полипропилена не позволяет изделию всплыть. Автоклавирование при температуре 121 °С в течение 20 минут. За счёт особой конструкции обеспечивается простая и надёжная сборка, а также компактное хранение пустых штативов. Наличие буквенно-числовой разметки на верхнем ярусе. Упаковка включает 1 штуку.

Спецификация

Название	Значение
Количество позиций	24
Для пробирок диаметром, миллиметров	30
Длина, миллиметров	300
Ширина, миллиметров	112
Высота, миллиметров	85

Штатив Kartell из белого полипропилена для пробирок Ø 25 мм

на 40 мест

Описание

Штатив Kartell белого цвета выполнен из полипропилена (PP) и подходит для работы с пробирками диаметром 25 миллиметров. Штатив можно применять в морозильных камерах, так как он не подвергается деформации при воздействии низких температур, и в водяных банях, так как штатив благодаря высокой плотности полипропилена не всплывает. Стерилизация путём автоклавирования до 121 °С не более 20 минут. Особенная конструкция обеспечивает легкость и надёжность сборки изделия и позволяет компактно хранить штативы без содержимого. Чёткая идентификация проб на посадочных местах обеспечивается буквенно-числовой маркировкой ячеек. Упаковывается по 1 штуке.

Спецификация

Название	Значение
Количество позиций	40
Для пробирок диаметром, миллиметров	25
Длина, миллиметров	295
Ширина, миллиметров	125
Высота, миллиметров	85



Штатив Kartell полипропиленовый для пробирок диаметром 13 мм на 90 мест, синий

Описание

Штатив Kartell для пробирок диаметром 13 миллиметров выполнен из синего полипропилена. Не меняет форму от холода - подходит для использования в морозильниках, не всплывает - можно работать с водяными банями. Стерилизация в автоклаве при температуре 121 °С до 20 минут.

Благодаря конструкции легко собирается, а пустые штативы стабилируются. Для удобной идентификации проб в ячейках имеется маркировка. Количество в упаковке - 1 единица.

Спецификация

Название	Значение
Количество позиций	90
Для пробирок диаметром, миллиметров	13
Длина, миллиметров	246
Ширина, миллиметров	105
Высота, миллиметров	64



Штатив Kartell полипропиленовый для пробирок диаметром 13 мм на 90 мест, красный

Описание

Красный штатив Kartell для пробирок диаметром 13 миллиметров изготовлен из полипропилена (ПП). Не изменяет форму при низких температурах — применим для морозильников, не всплывает — можно применять для водяных бань. Обработка в автоклаве при 121 °С до 20 минут. Особая конструкция обеспечивает простую сборку, а пустые штативы можно хранить штабелями. Для точной идентификации проб в гнездах имеется разметка. Упаковка включает 1 штуку.

Спецификация

Название	Значение
Количество позиций	90
Для пробирок диаметром, миллиметров	13
Длина, миллиметров	246
Ширина, миллиметров	105
Высота, миллиметров	64



Штатив Kartell полипропиленовый для пробирок диаметром 13 мм на 90 мест, жёлтый



Штатив Kartell полипропиленовый для пробирок диаметром 13 мм на 90 мест, белый



Штатив Kartell из синего полипропилена для пробирок Ø 25 мм на 40 мест

Описание

Штатив Kartell синего цвета изготовлен из полипропилена (PP) и подходит для работы с пробирками диаметром 25 миллиметров. Штатив применим для морозильных камер, так как не деформируется при воздействии низких температур, и для водяных бань, так как благодаря высокой плотности полипропилена изделие не всплывает. Стерилизация автоклавированием до 121 °С в течение 20 минут. Благодаря особенной конструкции обеспечивается легкая и надёжная сборка изделия и компактное хранение штатива без содержимого. Чёткая идентификация проб обеспечивается буквенно-числовой маркировкой на верхнем ярусе.

Упаковывается по 1 штативу.

Спецификация

Название	Значение
Количество позиций	40
Для пробирок диаметром, миллиметров	25
Длина, миллиметров	295
Ширина, миллиметров	125
Высота, миллиметров	85



Штатив Kartell из красного полипропилена для пробирок Ø 25 мм на 40 мест



Штатив Kartell из красного полипропилена для пробирок Ø 20 мм на 40 мест



Штатив Kartell из жёлтого полипропилена для пробирок Ø 25 мм на 40 мест



Штатив Kartell из жёлтого полипропилена для пробирок Ø 20 мм на 40 мест



Синий штатив Kartell из полипропилена для пробирок диаметром 20 мм, 40 мест



Белый штатив Kartell из полипропилена для пробирок диаметром 20 мм, 40 мест



Синий штатив Kartell из полипропилена для пробирок диаметром 16 мм, 60 мест



Синий штатив Kartell для пробирок Ø 30 мм на 24 места, ПП



Красный штатив Kartell из полипропилена для пробирок диаметром 16 мм, 60 мест



Красный штатив Kartell для пробирок Ø 30 мм на 24 места, ПП



Жёлтый штатив Kartell из полипропилена для пробирок диаметром 16 мм, 60 мест



Жёлтый штатив Kartell для пробирок Ø 30 мм на 24 места, ПП



Двухъярусный штатив синего цвета для микропробирок объёмом 1,5 мл, ПП




Двухъярусный штатив серого цвета для микропробирок объёмом 1,5 мл, ПП



Двухъярусный штатив красного цвета для микропробирок объёмом 1,5 мл, ПП



Двухъярусный штатив жёлтого цвета для микропробирок объёмом 1,5 мл, ПП



Штатив Kartell полипропиленовый для пробирок диаметром 16 мм на 60 мест, белый

Описание

Белый штатив Kartell для пробирок диаметром 16 миллиметров производится из полипропилена (ПП). Не подвержен деформации при низких температурах — применим для морозильных камер, плотность материала выше плотности воды — можно применять для водяных бань. Стерилизация в автоклаве при 121 °С не более 20 минут. Особая конструкция позволяет быстро осуществлять сборку, а пустые штативы компактно хранятся штабелями. Для безошибочной идентификации проб имеется маркировка ячеек. Упаковка включает 1 штатив.

Спецификация

Название	Значение
Количество позиций	60
Для пробирок диаметром, миллиметров	16
Длина, миллиметров	246
Ширина, миллиметров	105
Высота, миллиметров	72

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольяти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93